

Número da Peça

311-2555200-001

Produto	機器說明書/U-RIGHT/英		
Especificação	L297*W420mm/3折/銅版紙100P/雙黑		
Designer	Emily		
Cor	K:100	K:70	K:15
			



Instrução de Operação

TaiDoc Technology Corporation
61-77, No. 127, Wuyang 2nd Rd,
Wuyang Dist., New Taipei City 248, Taiwan (R.O.C.)
www.tai50.com

MeiZhe GmbH
Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURANÇA

1. Use este dispositivo **SOMENTE** para atividades descritas neste manual.
2. Leia todas as instruções e informações descritas neste manual antes de usar este dispositivo.
3. **NÃO** use o aparelho se estiver com defeito ou funcionando incorretamente.
4. Consulte o seu médico antes de iniciar um programa de exercícios ou para perda de peso.
5. Consulte o seu médico antes de usar este aparelho se estiver grávida.
6. **NÃO** pise e nem pule na borda da plataforma de peso.
7. **NÃO** pise na plataforma de peso se estiver molhado.
8. Não use o aparelho em superfícies escorregadias como o piso molhado.
9. **NÃO** use o forno de micro-ondas ou aparelhos que geram fortes campos elétricos ou eletromagnéticos. Eles podem causar falha operacional.
10. **NÃO** desmonte ou tente modificar o aparelho.

MANTENHA ESTE MANUAL EM UM LOCAL SEGURO

ANTES DE INICIAR

Índice de Massa Corporal (IMC)
 (IMC) Índice de Massa Corporal é frequentemente usado para avaliar o peso corporal.

$$IMC = \frac{\text{peso corporal (kg)}}{(\text{altura (m)})^2}$$

$$IMC = \frac{\text{peso corporal (lb)} \times 703}{(\text{altura (m)})^2}$$

Tempo de aferição Recomendado


Para obter uma leitura precisa, recomendamos que você sempre realize a atividade no mesmo ambiente e no mesmo horário. Evite aferir nas seguintes condições:

- Imediatamente após o banho ou exercícios.
 - Após ingerir álcool ou grande quantidade de água.
 - Menos de 2 horas após as refeições.
- Caso realize a aferição em alguma das condições acima, o cálculo pode ser bem diferente pelo fato da composição corporal ser diferente da real em função das mudanças de quantidade de água no corpo.

Conteúdo do Sistema


- O seu novo Kit TD-2555 contém:
1. Balança de Peso
 2. Manual do proprietário
 3. Cartão de Garantia
 4. Quatro pilhas alcalinas AAA 1.5V

A Balança



- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1 Tela de LCD | 3 Local do Calcanhar |
| 2 Botão para cima | 4 Local do Dedo do pé |
| 3 Botão de ajustes (SET) | 5 Tampa das pilhas |
| 4 Botão para baixo | 6 Suporte |

Display



- 1 Indicador Bluetooth
- 2 Indicador de Idade
- 3 Indicador IMC
- 4 Indicador de Sexo M/F
- 5 Número do Perfil Pessoal
- 6 Unidade de Altura
- 7 Unidade de Peso
- 8 Resultado
- 9 Indicador de pilha


CONFIGURANDO A BALANÇA

Antes de usar a balança pela primeira vez, insira essas configurações. Para garantir precisão do aparelho, complete os passos abaixo e salve os ajustes desejados.


Inicie com a balança desligada. Aperte SET para ligar o aparelho.




1. Selecione o número do perfil pessoal. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar um número de P1 a P5. Aperte SET.



2. Insira os dados de perfil pessoal. Pressione ▲ ou ▼ para ajustar o sexo masculino/feminino. Aperte SET.



- Pressione ▲ ou ▼ para ajustar a unidade de altura em cm ou pés e polegadas (ft in")
- Pressione SET.
- Quando a unidade de altura estiver em centímetros, a unidade de peso automaticamente será em quilogramas. Quando a unidade de altura estiver em pés e polegadas, a unidade de peso automaticamente ficará ajustada em libras (lb).



- Pressione ▲ ou ▼ para ajustar a altura entre 100 cm e 220 cm / 3' 3.5" e 7' 2.5". Aperte SET.



Pressione ▲ ou ▼ para ajustar a idade entre 6 e 99. Aperte SET.

3. Pressione SET para sair do modo de configurações. Caso erre antes de concluir a configuração, repita os passos a partir da seleção do número de perfil pessoal.

NOTA
 Estes parâmetros podem ser salvos pronta e automaticamente assim que a alteração for realizada no modo de ajustes das configurações.

REALIZANDO A PESAGEM

Antes de pesar

- coloque a balança em uma superfície dura e plana. Piso macio ou deslivelado (Ex.: carpete ou tapete) pode provocar leituras imprecisas do peso.
- Faça a pesagem com pés secos e se posicione corretamente. Tire os sapatos e meias antes de subir na balança.
- Suba na balança, fique com os pés paralelos e com o seu peso uniformemente distribuído.
- faça a sua pesagem na mesma balança diariamente no mesmo horário, antes do desjejum e antes de se anumar para sair de casa.



NOTA
 Ao usar a balança pela primeira vez, pressione SET para ligar a balança, 0.0 aparecerá na tela do display. Aguarde 2 segundos e então inicie a pesagem.

Aferindo o Índice de Massa Corporal (IMC)

Pressione SET ou toque 2 vezes na plataforma de pesagem para ligar a balança. A tela da balança exibirá a configuração do último usuário.



Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o número.



NOTA
 A balança, se estiver no modo de espera (standby), ligará automaticamente assim que subir na plataforma de pesagem.



2. A balança exibe a configuração do último usuário. Aguarde até surgir na tela o valor "0.0".

Certificado de Garantia Ano de Garantia

Via de Propriedade: _____

Nome do Proprietário: _____

Endereço: _____

Tel. Celular: _____ R: _____ C: _____

E-mail: _____ Estado: _____ Sexo: M F

Data de Compra: []/[]/[] Ano: [] [] []
 Nº de Série: _____
 Seu/Cambinho do Representante: _____

Nota: Favor preencher este cartão juntamente com a nota fiscal do produto para efeito de validade de garantia.

Cartão de Registro da Garantia

Via de Representante: _____

Nome do Produto: _____

Nome do Representante: _____

Endereço: _____


Tel. Celular: _____ R: _____ C: _____

E-mail: _____ Estado: _____ Sexo: M F

Data de Compra: []/[]/[] Ano: [] [] []
 Nº de Série: _____
 Seu/Cambinho do Representante: _____

IMPORTANTE: Para validar a garantia, envie por e-mail todas as partes preenchidas em um prazo de até 14 dias contados a partir da data de compra.


3. Suba na plataforma de pesagem. Fique parado em pé e distribua uniformemente o seu peso enquanto a balança estiver realizando a pesagem.



Quando a pesagem estiver concluída, o peso será exibido e piscará 3 vezes. Logo em seguida a balança realizará o cálculo do IMC (BMI em inglês).

4. Exibição do resultado.

A balança demonstra o seu resultado da seguinte forma:



- Número do Perfil Pessoal
- Sexo: Masculino
- Seu Peso
- Unidade de Peso
- Símbolo do IMC (BMI)
- Seu IMC (BMI)

5. Saia da plataforma de pesagem.

O resultado é armazenado na memória da balança e entra o modo Bluetooth.

MEMÓRIA DA BALANÇA

Sua balança armazena na memória os resultados das medições correspondentes ao Número do Perfil Pessoal.

Os resultados na memória podem ser enviados para o seu dispositivo móvel através da conexão sem fio (wireless).

Você pode enviar e conferir os dados das suas medições em um dispositivo móvel (smartphone, tablet, PC). O número máximo de resultados é 135.

PAREAMENTO BLUETOOTH

Você pode enviar os seus dados da balança para os seus aparelhos (smartphone, tablet, PC) via Bluetooth. Entre em contato com o SAC ou com o local de compra em caso de dúvida. Observe atentamente que o pareamento tem que ser concluído entre a balança e o dispositivo receptor com Bluetooth antes de enviar os dados.

Paramento com o seu dispositivo móvel

1. Ative a função Bluetooth do seu aparelho móvel.
2. Com a balança desligada, mantenha pressionada a tecla SET da balança até que o indicador de Bluetooth seja exibido na tela durante o pareamento.
3. Siga as instruções do seu APLICATIVO para parear o aparelho. (Ex: Faça a busca para localizar o aparelho e então o adicione no APLICATIVO)
4. Após conseguir parear o APLICATIVO com o aparelho, a função Bluetooth tem que ser exibida no aparelho antes de enviar os dados para o seu APLICATIVO.

Indicador de Bluetooth na balança

INDICADOR DE BLUETOOTH	STATUS
Indicador piscando	A função Bluetooth está ativada e aguardando conexão.
Indicador estável	A conexão por Bluetooth está estabelecida.

NOTA

- Enquanto o aparelho estiver no modo de transmissão, não será realizada a pesagem.
 - Confirme que o seu aparelho com iOS (a partir da versão 6) ativou o Bluetooth antes de enviar os dados e também que o aparelho esteja dentro do alcance.
 - A funcionalidade Bluetooth varia conforme o aparelho e o fabricante.
- Pode ocorrer algum problema de incompatibilidade entre a balança e o dispositivo.

MANUTENÇÃO

Sua balança utiliza quatro pilhas alcalinas AAA de 1,5V

Sinal de Pilha Fraca



A balança vai exibir a mensagem ao lado (Lo) para alertar que as pilhas devem ser substituídas.

ALERTA!

Se um tipo incorreto de pilha for usado, o produto pode ser danificado.

Troca das pilhas

Ao trocar as pilhas, a balança tem que estar desligada.

1. Pressione a extremidade da tampa das pilhas para levantá-la.
2. Remova as pilhas gastas e coloque quatro pilhas alcalinas AAA de 1,5V
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas.

NOTA

- A troca das pilhas não afeta os resultados armazenados na memória.
- Descarte adequadamente as pilhas de acordo com as leis ambientais da sua cidade.
- As pilhas podem vazear substâncias químicas se não forem usadas por um longo período. Remova as pilhas do aparelho se não utilizar por um período extenso (3 meses ou mais).

Limpeza

1. Para limpar a parte externa da balança, passe um pano levemente umedecido com água ou detergente neutro, então seque com uma flanela seca e macia. NÃO coloque o aparelho na água.
2. NÃO use solventes químicos ou orgânicos para limpar o produto.
3. Passe uma flanela na balança se algum óleo, molho, vinagre, suco ou quaisquer outras substâncias que possam danificar o aparelho caso sejam derramadas.

Armazenamento da Balança

1. Condições de Armazenamento: -25°C a 70°C (-13°F a 158°F), umidade relativa abaixo de 93%.
2. Evite queda da balança ou alto impacto.
3. Evite exposição à luz solar e altos níveis de umidade.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO SISTEMA

Mensagens de Erro

MENSAGEM	O QUE SIGNIFICA	O QUE FAZER
Hi	O peso ultrapassa a capacidade máxima do aparelho.	Remova do aparelho para evitar danos.

Caso siga a recomendação acima e o problema persista ou outras diferentes mensagens de erro surgirem na tela, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor. Não tente consertar o aparelho. E não tente abrir ou desmontar o aparelho em nenhuma hipótese.

INFORMAÇÕES DOS SINAIS

Imagem	Referência	Imagem	Referência
	Fabricante		Coleta de equipamentos elétricos e eletrônicos
	Consulte instruções de uso		Cuidado, Consulte o manual de instruções.
	Número de Série		Limite de Temperatura
	Representante Autorizado na Comunidade Europeia		Limite de Umidade
	Equipamento Tipo BF		Marca da Comunidade Europeia

ESPECIFICAÇÕES

Informações Gerais

Modelo: TD-2565
 Alimentação: 4 (quatro) pilhas alcalinas AAA de 1,5V
 Dimensões & Peso: 340 (L) x 400 mm (W) x 26 mm (H), 3200 g sem as pilhas
 Tamanho da Tela LCD: 98 (L) x 92 (W) (mm)
 LCD: Iluminação de fundo
 Variação/Alcance:
 Sexo: Masculino / Feminino
 Altura: 100 a 220 cm / 3' 3.5" a 7' 2.5"
 idade: 6 a 99 anos
 Peso: 4 a 250 kg / 8.8 a 550 lbs
 Condições operacionais: 5 °C a 40 °C (41°F a 104°F). Umidade Relativa abaixo de 85%
 Armazenamento: -25°C a 70°C (-13°F a 158°F), Umidade Relativa abaixo de 93%.
 Duração da Pilha: Um mínimo de 180 pesagens (3 minutos cada) ou no mínimo 3 Meses em espera (standby).
 Perfis de usuário: 5
 Unidade de Peso: lb / kg
 Transmissão: Bluetooth
 Auto desligamento: (1) Se o aparelho ficar inativo por 30 segundos durante o processo de pesagem, o aparelho desligará automaticamente.
 (2) Se o aparelho ficar inativo por 30 segundos no modo Bluetooth, o aparelho desligará automaticamente.

Este aparelho foi testado para atender às exigências de segurança e elétricas abaixo: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326-1, EN 301 489-17, EN 300 328.

TERMS & CONDITIONS OF WARRANTY

TERMOS & CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Garantimos a cobertura do produto (de defeitos) dentro do período da garantia que consta no certificado de garantia.
2. Durante a garantia, se este produto apresentar defeito, leve o produto juntamente com a nota fiscal e o Certificado de garantia para o nosso escritório em horário comercial. O conserto será realizado e ocorrerá a troca de peças com defeito ou todo o produto de acordo com nossa avaliação técnica sem custos para o comprador original. Após o reparo, substituição de peças ou troca do aparelho, a garantia continuará até o final do prazo inicialmente estipulado.
3. A garantia é válida somente com o Certificado de Garantia e o Cartão de Registro da Garantia devidamente preenchidos com a data da compra, número de série e selo do vendedor, e o cartão deverá ser enviado para o nosso escritório em um prazo máximo de 34 dias da data da compra.
4. A garantia se encerra se o produto for reparado ou violado por pessoas não autorizadas. A garantia não cobre defeitos causados por uso incorreto do produto, acidente, violação, falta de cuidado adequado, fogo ou quaisquer outros atos além do controle humano.
5. Exceto nos casos detalhados acima, não oferecemos garantias de outras naturezas implícitas ou expressas, incluindo-se a garantia para um propósito específico em respeito ao uso deste produto. Não nos responsabilizamos por qualquer dano direto ou indireto proveniente do uso incorreto do aparelho e até mesmo por falta de conhecimento do usuário.

PLEASE
AFFIX
STAMP

INFORMAÇÕES DO VENDEDOR